

УМЛП-07

УСТРОЙСТВО МНОГОФАКТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- Формирование естественной конфигурации позвоночника за счет эффекта текучести стеклянных шариков
- Глубокое проникновение тепла
- Акупрессурное воздействие
- Дозированное вытяжение



ООО «МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ОПК»

www.basismed.ru

УМЛП-07

УСТРОЙСТВО МНОГОФАКТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Предназначено для профилактики и лечения, воспалительных, дегенеративных заболеваний позвоночника, его травматических повреждений, клинических проявлений вертеброгенных расстройств функций внутренних органов, профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов.

Применяется в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля, восстановительных и реабилитационных центрах, специализированных организациях, имеющих право заниматься лечением заболеваний позвоночника и вертеброгенных расстройств.

Лечебные воздействия

1. Большой объем стеклянных шариков обладает эффектом текучести и идеальным образом принимает форму, соответствующую естественным обводам спины и позвоночника.
2. Значительная теплоемкость шариков и сложный спектр инфракрасного излучения, соответствующего солнечному, обеспечивают глубокое прогревание структур спины и позвоночника.
3. Под весом головы и ног пациента происходит дозированное растяжение позвоночника.
4. Акупрессурное воздействие шариков осуществляется по всей площади спины пациента.

Механизмы восстановительных процессов

- улучшение микроциркуляции и оксигенации структур позвоночного столба и окружающих его тканей;
- повышение активности адаптивного и врожденного иммунитета, защита от иммунопатологических и аутоиммунных реакций;
- ликвидация отечных и воспалительных явлений суставных и околоуставных структур;
- активация процессов регенерации пораженных структур, стабилизация клеточных мембран, улучшение энергообмена, повышение энергетического потенциала клеток;
- устранение ассиметрии и нормализация тонуса мышечного каркаса позвоночника;
- ликвидация функциональных блоков позвоночника;
- восстановление структуры протеогликанов и их осмотических свойств;
- нормализация процессов синтеза коллагеновых волокон межпозвоночных дисков, увеличение эластических свойств.

Эффективность лечебных воздействий

После проведения 5–10 лечебных процедур проявляются следующие положительные эффекты:

- исчезает или значительно снижается болевой синдром;
- исчезает ассиметрия нагрузки на правую и левую ногу;
- исчезают признаки воспалительных явлений в структурах позвоночника;
- исчезает гипертонус мышц спины;
- увеличивается объем движений позвоночника в передне-заднем и боковом направлениях.

Эффективность лечения «УМЛП-07» для разных заболеваний позвоночника составляет 85–95%.

По принципу действия и эффективности лечения заболеваний позвоночника «УМЛП-07» не имеет аналогов в мировой практике.

Показания к использованию «УМЛП-07»

- спондилоартриты дугоотростчатых суставов (реактивные, ревматоидные);
- спондилоартрозы дугоотростчатых суставов;
- периартриты дугоотростчатых суставов;
- миозиты мышц спины;
- остеохондроз;
- деформирующий спондилез;
- радикулиты, радикулопатии, невриты спинномозговых нервов;
- травматические повреждения позвоночника.

Технические характеристики «УМЛП-07»

Электронагреватель устройства работает от сети переменного тока напряжением (220±22) В и частотой (50 ± 0,5) Гц.

Мощность, потребляемая электронагревателем устройства, составляет 1200 ВА.

Регистрационное удостоверение

№ ФСР 2009/04012 от 19 января 2009 года.

Сертификат

№ РОСС RU.ИМ02.В16221 от 6 мая 2009 года.

В комплект поставки входит:

- Руководство по эксплуатации (ТРУ.2007.001 РЭ).
- Инструкция по медицинскому применению.



ООО «МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ОПК»
Тел.: (495) 749-26-36
www.basismed.ru